
	NOMBRE FICHA TÉCNICA DE DE REUSO		CODIGO 06-1-FT-021
	TIPO DE DOCUMENTO FORMATO	PROCESO MISIONAL	VERSIÓN 001

FICHA TECNICA REUSO DE DISPOSITIVOS

MASCARA CIPAP

	1	CLASIFICACION DEL RIESGO	Clase II a
	2	Nº REUSOS	5
	3	MATERIALES	
	4	SILICONA	
	5	PARTES	

1-Soporte almohadilla frontal, 2-Tornillo de ajuste,3- Aro plegable facial, 4- Mascara, 5- Pinzas magneticas 6-Codo de 360 grados con valvula antiasfixiante, 7- Arnes.

LIMPIEZA

AREA DE USO DEL DISPOSITIVO:

Tras usar la mascara, se procede a retirar el arnes de sostenimiento de la mascara, empacar en container con detergente enzimatico. Posteriormente sera llevado a la CE en un container, en caso de haber tenido contacto con secreciones de paciente con TBC, VIH o HEPATITIS, llevar en bolsa roja aparte con el rotulo "INFECTADO"

CENTRAL DE ESTERILIZACION:

Tras usar la mascara, se procede a retirar el arnes de sostenimiento de la mascara, dicho arnes no debe ser esterilizado o desinfectado con productos quimicos, por ende debe ser lavado con agua y jabon puro, para luego dejar secar al aire libre. La mascara no se desarma, asi que se realiza un lavado minucioso de la mismas, utilizando abundante agua, para luego proceder a sumergirlas en container con Detergente Enzimatico para remover materia organica y secreciones, hacer uso de cepillo y jeringas en caso de ser necesario.

DESINFECCION:

Peroxido de hidrogeno (Perasafe)

ESTERILIZACION:

No aplica

DISPOSICION FINAL:

Area de uso del dispositivo:Una vez concluido el ciclo de reuso de este dispositivo, proceder a enviarlo a la CE en una b

Central de esterilizacion:Tras terminado el ciclo de uso del DM, se procede a inactivarlo mediante esterilizacion en autocl

PRECAUSIONES:

El dispositivo no debe ser sumergido en desinfectantes o quimicos como glutaraldeido (Cidex), con el fin de desinfectar o esterilizar el DM, No se reesterilizaran los DM usado en pacientes con infecciones de VIH, HEPATITIS O TUBERCULOSIS.

REFERENCIA:

Los procesos de lavado, desinfeccion y esterilizacion son fundamentados en el Manual de esterilizacion para centros de salud de la Organización Panamericana de la Salud. Los parametros de manejo y procesamiento del dispositivo son los especificados por el fabricante.