

El trasplante de piel dividida resultante cumple con los requisitos, cuando se pueden separar las perforaciones y el estiramiento del trasplante se realiza sin esfuerzo.

Si hay partes en las que la perforación no ha cortado completamente la piel, es porque la contrapresión en el rodillo de la hoja se estableció demasiado bajo.

## 8. Limpieza, desinfección y esterilización.

Los siguientes puntos son importantes con respecto al cuidado del material:



- Realice la limpieza, desinfección y esterilización después de cada tratamiento.

### 8.1 Tableros de malla

- Las tablas de malla de un solo uso no se pueden reutilizar!
- Las tablas de malla deben desecharse correctamente después de su uso!




- No utilice tablas de malla cuando el paquete estaba abierto o dañado.
- No utilice tablas de malla cuando se agota el tiempo de caducidad.
- Utilice solo tablas de malla de Nouvag AG.

### 8.2 Instrucciones de reprocesamiento, Mesher

Restricciones de reprocesamiento	El reprocesamiento frecuente del Mesher solo tiene un impacto limitado. El final de la vida útil del producto es normalmente determinado por el desgaste y el daño a través del uso.
----------------------------------	--

## INSTRUCCIONES

En el lugar de uso	Elimine la suciedad con un paño desechable / toalla de papel.
--------------------	---

Almacenamiento y transporte	Ningún requerimiento especial. Debido al riesgo de secado y corrosión, se debe reprocesar sin dilaciones indebidas.
Preparación para limpieza	<p>Retire el trinquete. Gire los sujetadores para abrir el puente con bisagras. Retire el rodillo de la cuchilla. Elimine la suciedad de Mesher, el rodillo de cuchillas y el trinquete con agua corriente utilizando un cepillo adecuado.</p>  <p>No pongas el Mesher en un baño de ultrasonidos.</p>
Limpieza automática y desinfección	<p>Equipo: Agente limpiador neutro o alcalino en la concentración recomendada.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Coloque el rodillo Mesher, el trinquete y la cuchilla en una canasta de malla fina.</li> <li>2. Establecer un ciclo de limpieza que ofrezca suficiente limpieza y enjuague. Realizar el último enjuague con agua desionizada.</li> <li>3. Realice un ciclo de enjuague de 10 minutos a 93 ° C para facilitar la desinfección térmica.</li> <li>4. Cuando retire el Mescher, el trinquete y el rodillo de la cuchilla, verifique que no haya suciedad visible en huecos y ranuras, si es necesario, repita el ciclo o limpie manualmente.</li> </ol>
Limpieza manual	<p>Equipo: Agente de limpieza neutro o alcalino en la concentración recomendada, cepillo adecuado y agua corriendo.</p> <p>Procedimiento:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Enjuague y retire los contaminantes de la superficie de la malla, el trinquete y el rodillo de cuchillas.</li> <li>2. Use el cepillo para aplicar un agente de limpieza a todas las superficies y huecos.</li> </ol>

	3. Enjuague bien la máquina, el trinquete y el rodillo de la cuchilla con agua corriente.
Manual desinfección	Para la desinfección manual, coloque el rodillo Mesher, el trinquete y la cuchilla en un desinfectante de prueba RKI *. (Acción según las especificaciones del fabricante del desinfectante). * Lista de desinfectantes RKI (Instituto Robert Koch).
El secado	Si la lavadora desinfectadora no proporciona un programa de secado, el Mesher, el trinquete y el rodillo de cuchillas tienen que ser secadas manualmente o en un armario de secado.
Inspección, montaje y mantenimiento	Realice una inspección visual de daños, corrosión y desgaste. Tratar rodamientos y casquillos con una gota de aceite biocompatible. Instale el rollo de cuchillas en el Mesher y cierre el puente.
Esterilización	Autoclave en autoclave al vacío a máx. 135 ° C durante al menos 5 minutos. Al esterilizar varios en un ciclo de esterilización, no exceda la carga máxima del esterilizador. Un ciclo de secado debe ser agregado en el caso de autoclaves sin función post-vacío. Ubique el Mesher seco en la Stericase por lo menos 1 hora a temperatura ambiente. * Los tiempos de retención de temperatura se basan en las pautas y estándares específicos del país.
Almacenamiento	Ningún requerimiento especial. Si el Mesher esterilizado no se usa inmediatamente después de la esterilización, este debe estar marcado con la fecha de esterilización. Es recomendable añadir un indicador de esterilización.

*Las instrucciones mencionadas anteriormente se validaron como adecuadas de NOUVAG AG. La persona que realiza el tratamiento es responsable de que el tratamiento hecho, los resultados deseados en las instalaciones de tratamiento con el equipo, los materiales y el personal disponibles son adecuados.*